

HANABI Stainer

染色体解析前処理における染色・エージング工程を自動化
弊社独自技術を使用したエージングにより
検体処理の生産性の向上

HANABI-S1020 Auto Chromosome Stainer



HANABI-SA5000 UV Slide Aging System

ADSTEC

項目 \ モデル	HANABI S1020	HANABI SA5000
最大サンプル数	20	5
処理時間	ノーマルモード：30分 エコモード：60分	30秒
自動工程	UVエージング ギムザ染色	UVエージング
装置サイズ (W x D x H)	700x630x930mm	338.8x413.6x203.6mm
重量 (kg)	90	11
入力電圧	100-120, 200-240	230
周波数	50/60	50/60
消費電力	800W	20W
動作環境	15-30℃ 20-60%RH	15-25℃ 20-80%RH
安全規格	CEマーク EN61326-1 EN61010-1	CEマーク EN61326-1 EN61010-1
製品画像		

ADSTEC

<http://www.ads-tec.co.jp>

Email: sales@ads-tec.co.jp

株式会社エーディーエステック

〒273-0025 千葉県船橋市印内町568-1

TEL: 047-495-9070 FAX: 047-495-8809